

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ ORLETT

GenuFlex SILVER LINE

Артикул: **DKN-203** Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

Описание: Кольцевидная гелевая подушечка надежно фиксирует коленную чашечку, обеспечивает оптимальное прилегание ортеза к суставу, поддержку и постоянную защиту коленной чашечки и обеспечивает интенсивную стимуляцию рецепторов «суставного» чувства.

Показания: Боли в суставах при движении. Синовиты и параартикулярные отеки. Хронические, в том числе ревматические, артрозы, артриты и бурситы. Пателлофemorальные болевые синдромы. Хондромалиция надколенника. Вывихи надколенника. Ушибы и растяжения связок коленного сустава. Профилактика травм при занятиях спортом и работах, связанных с повышенной нагрузкой на коленный сустав.

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НАДКОЛЕННИКА ORLETT

Артикул: **PKN-103** Размер: Универсальный.

Цвет: Черный.

Описание: Эффективен при болезни Осгюльд-Шляттера. Используют для профилактики травм сустава при занятиях спортом и выполнении работ, связанных с нагрузкой на коленный сустав. Применяют при привычном вывихе надколенника.

Применение: Бандаж надевают на верхнюю треть голени, гелевую подушку располагают над областью бугристости большеберцовой кости, дополнительной затяжкой регулируют степень компрессии мягких тканей коленного сустава.

БАНДАЖ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЫШЦ ГОЛЕНИ ОРРО

Артикул: **1010** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для фиксации и дозированной компрессии голени. Оказывает тепловое и микромассажное действие. Используется при ушибах, межмышечных гематомах, после операций на голени, в качестве профилактики при занятиях спортом. Специальный материал способствует согреванию мягких тканей, одновременно с этим при помощи системы микроотверстий отводя избыточное тепло.

Применение: Бандаж надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

Подбор размеров **DKN-203**.

Размер	Окружность середины колена
S	30-34
M	34-38
L	38-42
XL	42-48
XXL	Более 48



Подбор размеров **ОРРО 1010**.

Размер	Окружность середины голени
S	33-36
M	36-40
L	40-43
XL	43-46



DKN-203



PKN-103



1010

ОРТЕЗ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ФИКСАЦИИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ORLETT

Артикул: **HAS-301** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для обеспечения переменной (от полной до средней) фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм и операций. Применяют как тугор при вялых параличах стопы. Позволяет поэтапно расширять объем движений в суставе (по 10 градусов) для раннего восстановления двигательной активности. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку при переломах костей голени и стопы, а также при повреждениях связочного аппарата голеностопного сустава. Применяют для профилактики осложнений при реабилитации после операций на голеностопном суставе.

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ГЕЛЕВЫЙ ORLETT

Артикул: **TAN-201(G)** Размер: Универсальный.

Цвет: Синий.

Описание: Предназначен для сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после операций и травм мягких тканей голеностопного сустава. Охлаждаемые гелевые прокладки позволяют применять ортез при травмах мягких тканей голеностопного сустава. Рекомендуют при артритах, артрозах голеностопного сустава, нестабильности связочного аппарата. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку. Рекомендуют при консервативном лечении растяжений связочного аппарата голеностопного сустава.

Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ СО ШНУРОВКОЙ ORLETT

Артикул: **LAB-201** Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм и операций. Применяют как тугор при вялых параличах стопы. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку. Усилен четырьмя жесткими моделируемыми металлическими шинами (по две с каждой стороны). После удаления жестких шин может использоваться как полужесткий фиксатор.

Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

Подбор размеров HAS-301, LAB-201.

Размер	Окружность голени выше костей лодыжки
S	15-20
M	20-25
L	25-30
XL	Более 30




HAS-301




TAN-201(G)



LAB-201





ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ОРРО

Артикул: **4006**

Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм и операций. По назначению врача ортезом заменяют гипсовую повязку. Уникальная 8-ми образная нейлоновая лента, обеспечивает дополнительную фиксацию во время физической нагрузки. Ткань ортеза не препятствует теплоотдаче и испарению влаги. Эффективно стабилизирует голеностопный сустав при повышенных нагрузках, таких как занятия профессиональным спортом, при большой массе тела пациента.

ОРТЕЗ ДЛЯ СТОПЫ (СТОПОДЕРЖАТЕЛЬ) ORLETT

Артикул: **AFO-101**

Размеры: S, M, L, XL. Раздельно для правой и левой ноги.

Цвет: Белый.

Описание: Предназначен для обеспечения сильной фиксации голеностопного сустава при вялой стопе (конская стопа). Применяют при патологической эквинусной, варусной, вальгусной установке стопы, при вялых параличах различной этиологии (спинно-мозговые травмы, спино-мозговые грыжи, ОНМК инсульты), нейроинфекция, ДЦП, последствия невритов, поражения периферических нервов (малоберцового нерва и т.д.). Назначают после травм и операций на нижней конечности. Предназначен для людей весом до 110 кг.

Противопоказания: Наличие выраженной эквиноварусной или вальгусной контрактуры (деформации) голеностопного сустава.

ОРТЕЗ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ С МАССАЖНОЙ ПОДУШКОЙ ORLETT

AnkleFlex SILVER LINE

Артикул: **DAN-201**

Размеры: S, M, L, XL, XXL. Раздельно для правой и левой ноги.

Цвет: Серебристо-серый с белыми вставками.

Описание: Специальные гелевые подушечки, надежно фиксированные к ткани обеспечивают оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту костных выступов и интенсивную стимуляцию рецепторов «суставного» чувства. Выпускается в модификациях для правой и левой ноги.

Показания: Хроническая нестабильность сустава. Хронические воспаления сухожилий в области голеностопного сустава после травм и операций. Растяжения мышц и связок сустава. Хронические, в том числе ревматические, артрозы, артриты и бурситы. Синовиты и отеки при артрозах и артритях. Состояния после вывихов и подвывихов. Профилактика травм при занятиях спортом и работах, связанных с повышенной нагрузкой на голеностопный сустав.

Подбор размеров AFO-101.

Размер	Размер обуви	Размер обуви (женский)
S	35-38	До 37
M	39-43	37-38,5
L	43-45	39-42
XL	45-47	43-45

Подбор размеров DAN-201.

Размер	Окружность выше костей лодыжки
S	16-20
M	20-25
L	25-29
XL	29-34
XXL	Более 34

Подбор размеров ОРРО 4006.

Размер	Размер обуви (европейский)
S	40-42
M	43-45
L	46-48
XL	49-51



4006



AFO-101



DAN-201

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ ДЛЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С ЭЛАСТИЧНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ORLETT

Артикул: **BAN-101(M)** Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Цвет: Белый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении легких травм. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава. Усилен четырьмя спиральными ребрами жесткости. Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний голеностопного сустава. Используют для профилактики спортивных и производственных травм.

Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ORLETT COOLMAX

Артикул: **MAN-201** Размеры: XS, S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении легких травм. Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний голеностопного сустава. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, интенсивное испарение влаги с поверхности кожи, отличную воздухопроницаемость и охлаждение тела в жаркую погоду. Используют для профилактики спортивных и производственных травм.

Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ORLETT BIOCERAMIC

Артикул: **SAN-201** Размеры: XS, S, M, L, XL.

Цвет: Серый.

Описание: Предназначен для легкой фиксации и равномерной компрессии голеностопного сустава при лечении легких травм. Применяют для профилактики развития артритов, бурситов, тендовагинитов и других заболеваний голеностопного сустава. Обеспечивает выраженную фиксацию сустава, улучшает кровоток в параартикулярных тканях, усиливает действие местных лекарственных препаратов.

Применение: Ортез надевают на тело или хлопчатобумажный чулок.



BAN-101(M)



MAN-201



SAN-201




Измерение окружности голени


Подбор размеров **BAN-201(M)**.

Размер	Окружность голени выше костей лодыжки
S	15-20
M	20-25
L	25-30
XL	30-35
XXL	Более 35

Подбор размеров **MAN-201, SAN-201**.

Размер	Окружность голени выше костей лодыжки
XS	До 15
S	15-20
M	20-25
L	25-30
XL	Более 30





ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ РЭЗ СП

Артикул: **799**

Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Цвет: Черный.

Описание: Предназначен для легкой фиксации голеностопного сустава в период реабилитации после травм и операций. Используется при нестабильности голеностопного сустава, растяжениях и ревматоидных проявлениях в голеностопе, суставных контрактурах, артритах, остеопорозе. Применяется для профилактики растяжения голеностопного сустава при занятиях спортом. Может быть использован на правую и левую стороны.



799

ЭЛАСТИЧНЫЙ БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ С ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТОЙ

Артикул: **1009**

Размеры: S, M, L, XL.

Цвет: Бежевый.

Описание: Обеспечивает среднюю фиксацию голеностопного сустава. Используется при хронической нестабильности голеностопного сустава, разрывах связок голеностопного сустава, в реабилитационном периоде лечения травм и заболеваний области голеностопного сустава. Применяется для профилактики развития и обострений хронического течения артритов, бурситов, тендовагинитов, спортивных и производственных травм. Дополнительная эластичная лента позволяет дозировать степень компрессии тканей сустава.



1009

Подбор размеров **799**.

Размер	Обхват вокруг стопы и щиколотки
1	49-51
2	51-53
3	53-55
4	55-57
5	57-59
6	59-61

Подбор размеров **OPPO 1009**.

Размер	Окружность выше костей лодыжки
S	15-21
M	21-26
L	26-31
XL	31-36

